

TRATAMIENTOS

02/03/2020

Código	Descripción	Grupo
TRAT	TRATAMIENTO	(Varios)
ALLCIR4	Cirugía de colocación por implante Técnica All-on-Four	CIRUGÍA ORAL
ALLIMP4	Implante de titanio osteointegrado Técnica All-on-Four	CIRUGÍA ORAL
APIC	Apicectomía	CIRUGÍA ORAL
APIM	Apicectomía multirradicular	CIRUGÍA ORAL
BIO	Biopsia (incluido análisis)	CIRUGÍA ORAL
BIOMAT	Biomateriales para regeneración osea incluida membrana – elevación de seno	CIRUGÍA ORAL
CIRUZYM	Cirugía zgomática bilateral	CIRUGÍA ORAL
CORIMPCr	Unifix. Tratamiento mediante corona Cr-Co fresada cerámica (CAD-CAM) . Implante Ti incluido	CIRUGÍA ORAL
CORIMPTi	Unifix. TT Tratamiento mediante corona Ti fresada composite cerámico (CAD-CAM) . Implante Ti incluido	CIRUGÍA ORAL
CORIMPZi	Unifix. TT Tratamiento mediante corona Ti fresada en Zirconio (CAD-CAM) . Implante Ti incluido	CIRUGÍA ORAL
CPO	Consulta patología oral (consulta + informe)	CIRUGÍA ORAL
ELEV	Cirugía de elevación de seno (no incluidos biomateriales)	CIRUGÍA ORAL
ELEVATRA	Elevación de seno atraumática (no incluye biomateriales)	CIRUGÍA ORAL
EXEM	Exéresis de Torus mandibular lateral	CIRUGÍA ORAL
EXEP	Exéresis de Torus palatino	CIRUGÍA ORAL
EXO2	Extracción (sin cirugía)	CIRUGÍA ORAL
EXO5	Extracción de tercer molar no incluido	CIRUGÍA ORAL
EXO6	Extracción de tercer molar incluido	CIRUGÍA ORAL
EXO7	Extracción de canino incluido	CIRUGÍA ORAL
EXO8	Extracción de resto radicular incluido	CIRUGÍA ORAL
EXOBIO	Biomateriales de regeneración osea post cirugía (sin membrana)	CIRUGÍA ORAL
EXOCIRU	Exodoncias cirugía rehabilitación preimplantológica (hasta 5 piezas)	CIRUGÍA ORAL
EXOCIRU2	Exodoncias cirugía rehabilitación preimplantológica (superior a 5 piezas)	CIRUGÍA ORAL
FENEST	Fenestración	CIRUGÍA ORAL
FERQR	Férula radiológica-quirúrgica	CIRUGÍA ORAL
FREN2	Frenectomía labial preprotésica	CIRUGÍA ORAL
FREN3	Frenectomía lingual	CIRUGÍA ORAL
IMP2	Colocación de un implante	CIRUGÍA ORAL
IMPLAS	Implantoplastia	CIRUGÍA ORAL
IMPZYM	Implante dental de acompañamiento zygoma	CIRUGÍA ORAL
INJBL	Injerto en bloque	CIRUGÍA ORAL
INJTC	Injerto tejido conectivo	CIRUGÍA ORAL
QUI	Quistectomía	CIRUGÍA ORAL
REGO	Regularización ósea	CIRUGÍA ORAL
REPIMP	Repetición de colocación de implante	CIRUGÍA ORAL
ACTIV	Activación de garantía	DIAGNÓSTICO
AMED	Alta médica	DIAGNÓSTICO
EST1	Estudio de biocompatibilidad	DIAGNÓSTICO
EST2	Detección de los 11 patógenos periodontales por PCR	DIAGNÓSTICO
EST3	Modelo de estudio digital para prótesis	DIAGNÓSTICO
EST4	Modelo de estudio digital implantológico (no incluido TAC)	DIAGNÓSTICO
EST5	Modelo de estudio digital ortodoncia	DIAGNÓSTICO
EST6	Modelo de estudio digital de para prótesis	DIAGNÓSTICO
EST7	Modelo de estudio digital implantológico (no incluido TAC)	DIAGNÓSTICO
PACKIMP	Pack radiológico implantología	DIAGNÓSTICO
PACKORTO	Pack radiológico ortodoncia	DIAGNÓSTICO
PACKPER	Pack radiológico periapical (por pieza)	DIAGNÓSTICO
PACKTAC1	Pack Tomografía axial computerizada (TAC) para rehabilitación por pieza	DIAGNÓSTICO
PACKTAC2	Pack Tomografía axial computerizada (TAC) para rehabilitación completa	DIAGNÓSTICO
REV1	Revisión 1	DIAGNÓSTICO
RX	Ortopantomografía (Panorámica dental)	DIAGNÓSTICO
RX0	Ortopantomografía (Panorámica dental) (en diagnóstico inicial)	DIAGNÓSTICO
TAC2	Tomografía axial computerizada (TAC) por arcada	DIAGNÓSTICO

Código	Descripción	Grupo
TAC3	Tomografía axial computerizada (TAC) 2 arcadas	DIAGNÓSTICO
TACORTO	Tomografía axial computerizada de control inicial orto	DIAGNÓSTICO
TRX	Telerradiografía lateral o frontal de cráneo	DIAGNÓSTICO
ENDOMULTI	Endodoncia multirradicular	ENDODONCIAS
ENDOUNI	Endodoncia unirradicular	ENDODONCIAS
COM4	Prótesis provisional atornillada de carga inmediata (por arcada)	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC	Preparación, prescripción y colocación de corona en titanio (CAD-CAM) y composite cerámico sobre implantes	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC1	Preparación, prescripción y colocación de corona individual implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis implantosoportada por arcada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIC9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas implantosoportada CAD-CAM en Titanio Composite	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr1	Preparación, prescripción y colocación de corona individual implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis implantosoportada por arcada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORICr9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas implantosoportada CAD-CAM en metal porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP	Protesis provisional de una pieza implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP12	Protesis provisional implantosoportada total por arcada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP2	Protesis provisional de dos piezas implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP3	Protesis provisional de tres piezas implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP4	Protesis provisional de cuatro piezas implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP5	Protesis provisional de cinco piezas implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIP6	Protesis provisional de seis piezas implantosoportada	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ1	Preparación, prescripción y colocación corona individual implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis implantosoportada por arcada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
CORIZ9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas implantosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
HIB	Rehabilitación fija por arcada mediante prótesis híbrida en titanio y base en resina	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
PROTI	Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura sobre implantes (por arcada)	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
PROTIBARRA	Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura sobre implantes con barra (por arcada)	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
SUPZIR	Preparación, prescripción y colocación de supraestructura ZIRCONIO (por implante)	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
TORN	Reposición de tornillos en prótesis fija (unidad)	IMPLANTOLOGÍA-FASE PROTÉSICA
PBCIR4	Cirugía de colocación de implante Técnica All-on-Four	IMPLANTOLOGÍA-FASE QUIRÚRGICA
PBIMP4	Implante de titanio osteointegrado Técnica All-on-Four	IMPLANTOLOGÍA-FASE QUIRÚRGICA
ASEP	Asepsia conducto necrótico	OPERATORIA
BLA1	Blanqueamiento dental consulta (por arcada)	OPERATORIA
BLA2	Blanqueamiento dental pieza no vital (por pieza)	OPERATORIA

Código	Descripción	Grupo
BRILL	Colocación de brillante dental	OPERATORIA
CAR1	Preparación, prescripción y colocación de carilla estética de composite (por pieza)	OPERATORIA
CORO	Colocación corona pediátrica (por pieza)	OPERATORIA
ENDO0	Endodoncia en diente temporal (Pulpotomía)	OPERATORIA
EXO0	Extracción diente temporal	OPERATORIA
FERBLAN	Férula de blanqueamiento (en Pack de Blanqueamiento)	OPERATORIA
FLUINF	Fluorización infantil (por arcada)	OPERATORIA
KIT0	Kit de higiene bucodental	OPERATORIA
MOT	Motivación	OPERATORIA
OBT1	Obturación simple. 1 superficie (empaste)	OPERATORIA
OBT2	Obturación compuesta. 2 superficies (empaste)	OPERATORIA
OBTR	Reconstrucción compleja incluido poste fibra estético (si es necesario)	OPERATORIA
PACKBLAN	Pack blanqueamiento 3x1 por arcada	OPERATORIA
PPD	Protección pulpar directa	OPERATORIA
REENDOMULTI	Reendodoncia multirradicular	OPERATORIA
REENDOUNI	Reendodoncia unirradicular	OPERATORIA
TECN	Técnicas de cepillado	OPERATORIA
ARCO	Preparación, prescripción y colocación de arco lingual	ORTODONCIA
BIHE	Preparación, prescripción y colocación de bi-helix	ORTODONCIA
BIOPLAST	Preparación, prescripción y colocación de Bio-Plast (por arcada)	ORTODONCIA
BRA2X4	Tratamiento ortodóncico fijo 2x4 (por arcada)	ORTODONCIA
BRAP	Tratamiento parcial ortodóncico	ORTODONCIA
BTRANS	Preparación, prescripción y colocación de barra transpalatina	ORTODONCIA
DISYUN	Preparación, prescripción y colocación de disyuntor	ORTODONCIA
MANT	Preparación, prescripción y colocación de mantenedor de espacio	ORTODONCIA
MASC	Preparación, prescripción y colocación de máscara facial	ORTODONCIA
MENS	Activación tratamiento aparatología	ORTODONCIA
MENSLIN	Activación tratamiento aparatología fija lingual	ORTODONCIA
MICRO	Preparación, prescripción y colocación de microtornillo	ORTODONCIA
NAN	Preparación, prescripción y colocación de nance	ORTODONCIA
ORTO1	Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (por arcada)	ORTODONCIA
ORTO2	Tratamiento ortodóncico con br. metálicos y frente estético (por arcada)	ORTODONCIA
ORTO4	Tratamiento ortodóncico con brackets cristal de zafiro (por arcada)	ORTODONCIA
ORTOINV12	Tratamiento ortodóncico con alineadores de invisalign activaciones incluidas (por arcada) LITE	ORTODONCIA
ORTOINV24	Tratamiento ortodóncico con alineadores de invisalign activaciones incluidas (por arcada) FULL	ORTODONCIA
ORTOLIN	Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (por arcada)	ORTODONCIA
PACKRETORTO	Retenciones finales tratamiento ortodoncia	ORTODONCIA
PEN	Preparación, prescripción y colocación de péndulo de Hilgers	ORTODONCIA
PROMOORTO	Campaña promoción aparatología	ORTODONCIA
PROMOORTODIC18	Campaña promoción aparatología Navidad 2018	ORTODONCIA
PROMO_31	Lotería FSI Campaña promoción aparatología	ORTODONCIA
QUADE	Preparación, prescripción y colocación de quad-helix	ORTODONCIA
REGLIAC	Preparación, prescripción y colocación de rejilla lingual accesorio	ORTODONCIA
REMOV	Tratamiento ortodóncico con aparatología móvil (por arcada)	ORTODONCIA
REMOVIS	Tratamiento removible en bloque	ORTODONCIA
REPAR1	Reparación aparatología removible	ORTODONCIA
REPO1	Reposición de brackets metálicos	ORTODONCIA
REPO3	Reposición de brackets zafiro	ORTODONCIA
RET1	Sistema de retención fija (por arcada)	ORTODONCIA
RET2	Placas de retención o Hawley (por arcada)	ORTODONCIA
ALARG	Alargamiento coronario	PERIODONCIA
FERUL	Ferulización grupo de piezas	PERIODONCIA
GING1	Gingivectomía parcial (por cuadrante)	PERIODONCIA
GING2	Gingivectomía parcial (por pieza)	PERIODONCIA
LEG	Legrado	PERIODONCIA
PACKTARTORTO1	Mantenimiento de higiene durante tratamiento (mín. 3 limpiezas)	PERIODONCIA
PACKTARTORTO2	Mantenimiento de higiene durante tratamiento (mín. 2 limpiezas)	PERIODONCIA
PERIODONTO	Periodontograma	PERIODONCIA
RAS1	Curetaje por pieza (raspado y alisado radicular)	PERIODONCIA
RAS2	Curetaje por arcada (raspado y alisado radicular)	PERIODONCIA

Código	Descripción	Grupo
RAS3	Cirugía a colgajo (por arcada)	PERIODONCIA
RAS4	Cirugía a colgajo (por pieza)	PERIODONCIA
BICAR	Aeropolido con jet de bicarbonato	PREVENTIVA
CEPIL	Cepillado dental	PREVENTIVA
CON2	Consulta de urgencia (sin práctica)	PREVENTIVA
CON3	Consulta cirujano oral y maxilofacial (no incluidas pruebas radiológicas)	PREVENTIVA
FLU1	Fluorización (duraphat)	PREVENTIVA
LIMPRO	Limpieza de prótesis removible	PREVENTIVA
LIMPROFIJA	Limpieza de prótesis fija	PREVENTIVA
SELL	Selladores oclusales (por arcada)	PREVENTIVA
TART0	Tartrectomía. Limpieza bucal (en diagnóstico inicial)	PREVENTIVA
TART1	Tartrectomía. Limpieza bucal	PREVENTIVA
AÑAR	Añadir gancho o retenedor	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
ATT	Preparación, prescripción y colocación de atache extracoronario	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
COMP2	Composturas o reparación (acrílico) en prótesis removible metálica	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
CTE	Reposición de kit de procesado (unidad)	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
GANE	Preparación, prescripción y colocación de gancho estético	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
PBSUP4	Aditamento de titanio para Técnica All-on-Four	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
PRMPARCIAL	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial metálica hasta 6 piezas	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
PRMTOTAL	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial metálica más de 6 piezas	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
SOL	Soldadura	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
SUP3	Preparación, prescripción y colocación de supraestructura para prótesis removible implantosoportada (por impla	PRÓTESIS ESQUELÉTICA
CARILLA	Preparación, prescripción y colocación de carilla fabricada con tecnología CAD-CAM (Diseño y fabricación Asist	PRÓTESIS FIJA
CEM	Cementado de corona (por pieza)	PRÓTESIS FIJA
CORDC1	Preparación, prescripción y colocación de corona individual dentosoportada CAD-CAM en Titanio Composite ce	PRÓTESIS FIJA
CORDC10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compos	PRÓTESIS FIJA
CORDC11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compo	PRÓTESIS FIJA
CORDC12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis dentosoportada por arcada CAD-CAM en Titanio Composite	PRÓTESIS FIJA
CORDC2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compos	PRÓTESIS FIJA
CORDC3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compos	PRÓTESIS FIJA
CORDC4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Comp	PRÓTESIS FIJA
CORDC5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Comp	PRÓTESIS FIJA
CORDC6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compos	PRÓTESIS FIJA
CORDC7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compo	PRÓTESIS FIJA
CORDC8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Compo	PRÓTESIS FIJA
CORDC9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas dentosoportada CAD-CAM en Titanio Comp	PRÓTESIS FIJA
CORDCr1	Preparación, prescripción y colocación de corona individual dentosoportada CAD-CAM en metal porcelana (Cr-C	PRÓTESIS FIJA
CORDCr10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis dentosoportado por arcada CAD-CAM en metal porcelana (C	PRÓTESIS FIJA
CORDCr2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDCr3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcel	PRÓTESIS FIJA
CORDCr5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcelan	PRÓTESIS FIJA
CORDCr9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas dentosoportado CAD-CAM en metal porcela	PRÓTESIS FIJA
CORDP	Corona individual dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP10	Prótesis de diez piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP11	Prótesis de once piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP12	Prótesis dentosoportada PROVISIONAL por arcada	PRÓTESIS FIJA
CORDP2	Prótesis de dos piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP3	Prótesis de tres piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP4	Prótesis de cuatro piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP5	Prótesis de cinco piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP6	Prótesis de seis piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP7	Prótesis de siete piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP8	Prótesis de ocho piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA
CORDP9	Prótesis de nueve piezas dentosoportada PROVISIONAL	PRÓTESIS FIJA

Código	Descripción	Grupo
CORDZ1	Preparación, prescripción y colocación de corona individual dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de diez piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ11	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de once piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ12	Preparación, prescripción y colocación de prótesis dentosoportada por arcada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de dos piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de tres piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ4	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cuatro piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ5	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de cinco piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de seis piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ7	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de siete piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ8	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de ocho piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
CORDZ9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis de nueve piezas dentosoportada CAD-CAM en Zirconio porcelana	PRÓTESIS FIJA
EXTP	Extracción de puente (por pieza)	PRÓTESIS FIJA
INCRUS	Preparación, prescripción y colocación de incrustación fabricada con tecnología CAD-CAM (Diseño y fabricación)	PRÓTESIS FIJA
REPCOR	Reparación cerámica (unidad)	PRÓTESIS FIJA
AÑAP	Añadir pieza en prótesis parcial removible acrílica	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
COM2	Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible completa provisional (superior o inferior)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
COM3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible completa alta gama (superior o inferior)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
COMP1	Composturas o reparación en prótesis removible acrílica	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
FER1	Tratamiento preventivo ATM (férula de descarga, ajustes incluidos)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
MARY	Preparación, prescripción y colocación de diente provisional unitario (Maryland)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
PRA1-3	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible de 1 a 3 piezas	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
PRA10	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial acrílica de 10 o más piezas	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
PRA4-6	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible de 4 a 6 piezas	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
PRA7-9	Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible de 7 a 9 piezas	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
PROTECTOR_BUCAL	Protector bucal	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
REB1	Rebase duro (por arcada)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
REB2	Rebase blando (por arcada)	PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA